

Autoclaves CertoClav Vacuum Pro



- Autoclave de sobremesa
- 3 volúmenes
- Con depósito interno o conexión a la red de agua
- Alimentación sólo con agua destilada
- 11 programas pre-instalados
- 1 programa de usuario
- Software Certocloud para copias de seguridad automáticas de ciclos /informes de autoclave
- Control en tiempo real del ciclo desde el PC, la tablet o el teléfono
- Conexión vía Bluetooth o ethernet
- Puerto USB para recuperación de protocolos en autoclave
- Bomba de vacío integrada
- Sensor de producto integrado

Volumen	12	22	45
Diámetro de la cámara	20 cm	25 cm	31,9 cm
Altura de la cámara	36 cm	45 cm	61,7 cm
Peso neto	51 kg	55 kg	120 kg
Peso bruto	59 kg	63 kg	131 kg
Entregado con	3 bandejas, 1 soporte de bandeja		
Pantalla	7"		
Temperatura de esterilización	105 a 136°C		
Ref.	432039	432033	432040
€	NC -	NC -	NC -

Cestas

Ref.	Descripción	€
432048	Cesta de alambre de acero inox. para autoclave 12 litros	NC -
432049	Cesta de alambre de acero inox. para autoclave 22 litros	NC -
432050	Cesta de alambre de acero inox. para autoclave 45 litros	NC -
432056	Cesta de alambre de acero inox. con bandeja de recuperación para autoclave 12 litros	NC -
432052	Cesta de alambre de acero inox. con bandeja de recuperación para autoclave 22 litros	NC -
432047	Cesta de alambre de acero inox. con bandeja de recuperación para autoclave 45 litros	NC -

Kits de plataformas

Ref.	Descripción	€
432042	Juego de 3 bandejas para autoclave de 12 litros	NC -
432055	Juego de 3 bandejas para autoclave de 22 litros	NC -
432044	Juego de 3 bandejas para autoclave de 45 litros	NC -

Autoclave de sobremesa Tuttnauer de 28 litros



- Autoclave 28 l, modelo horizontal
- 2 sensores de temperatura PT100 flexibles
- 30 programas, 20 de los cuales se pueden personalizar
- Llenado manual con agua desmineralizada
- Vaciado automático
- Se entrega con una bandeja de acero inoxidable

Modelo	2840 EL-D	2840 ELCG-D
Volumen (litro)	28	
Dim. int. (Ø x P) (mm)	280 x 400	
Dim. Ext. (an x al x pr) (mm)	530 x 440 x 760	
Enfriamiento rápido	No	Sí
Generador de vapor	No	Sí
Alimentación eléctrica	220 Voltios	
Ref.	950571	950370
€	NC -	NC -

