

## Autoclaves Tuttnauer de 19 a 160 litros



- Volúmenes de 19 l a 160 l
- Incluye bandeja (modelo horizontal)
- Para completar con cestas
- Requiere agua descalcificada o de ósmosis
- Refrigeración de condensados
- 1 sensor de presión y 2 sensores de temperatura
- Hasta 20 programas, 14 de ellos personalizables

Para instalación, cualificación u otros modelos, consultar

### Modelos horizontales

Modelo	3850 EL-D	3870 EL-D	3870 ELPV-D	3870 ELCPV-D	5075 EL-D	5075 ELPV-D	5075 ELCPV-D
Volumen (litros)	65	85			160		
Dim. int. (Ø x P) (mm)	380 x 500		380 x 690		500 x 750		
Dim. Ext. (an x al x pr) (mm)	720 x 540 x 765		720 x 540 x 940		860 x 740 x 1120		
Enfriamiento rápido	No	No	No	Sí	No	No	Sí
Bomba de vacío	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Alimentación	220 voltios		380 voltios tri + N + T				
Ref.	950478	950380	950584	950342	950347	950376B	950494
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

### Modelos verticales

Modelo	2840 ELV-D	3850 ELV-D	3850 ELVC-D	3870 ELV-D	3870 ELVCPV-D	3870 ELVCPVG-D	5075 ELV-D	5075 ELVCPV-D	5075 ELVCPVG-D
Volumen (litros)	31	65		85			160		
Dim. int. (Ø x P) (mm)	280 x 460	380 x 500		380 x 690			500 x 750		
Dim. Ext. (an x al x pr) (mm)	540 x 980 x 440	730 x 1000 x 540		730 x 1000 x 540		730 x 1000 x 700	870 x 1090 x 770		
Enfriamiento rápido	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Bomba de vacío	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Generador de vapor	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí
Alimentación	220 voltios	380 voltios tri + N + T		380 voltios tri + N + T			380 voltios tri + N + T		
Ref.	950372	950496	950557	950287	950349	950574	950354	950355	950356
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

