

Autoclaves horizontal de cámara

- Carga frontal
- Se entrega con una bandeja de acero inoxidable
- Con bomba de vacío, refrigeración acelerada y generador de vapor integrado
- Llenado y vaciado automáticos
- Sobre ruedas
- Carro de carga con placa base opcional
- Muchas otras opciones, consúltenos



Modelo	3870 ELCPVG-D	5075 ELCPVG-D
Volumen (litro)	85	160
Dim. int. (Ø x P) (mm)	380 x 690	500 x 750
Dim. Ext. (an x al x pr) (mm)	730 x 1366 x 1190	870 x 1578 x 1175
Enfriamiento rápido	Sí	Sí
Bomba de vacío	Sí	Sí
Generador de vapor	Sí	Sí
Alimentación	380 voltios trif + N + T	
Ref.	950495	950348
€	NC -	NC -



¿No está seguro de qué autoclave elegir?
 Contacte con nuestro equipo comercial
 para un estudio personalizado

Autoclaves horizontales de gran volumen de 250 a 1000 litros

Para todas las aplicaciones de laboratorio (R&D, calidad, producción, etc.)

- Carga ergonómica
- Simple o doble puerta (P2, P3)
- Cámara y doble pared de acero inox. 316L
- Cámara cuadrada o rectangular según el modelo
- Pantalla táctil 7"
- 3 sensores de temperatura
- Varias herramientas de trazabilidad disponibles : impresora, USB, PC, CRF21-part11...
- Varios sistemas de carga posibles: carro, base, cestas, estantes deslizantes



Todos los autoclaves Tuttnauer están
 diseñados y fabricados de acuerdo con
 las más estrictas directivas europeas e
 internacionales.

