

Stomacher® 3500 y Stomacher® 3500 Thermo

Para mezclar grandes volúmenes de muestras de hasta 3500 ml. Se ha diseñado especialmente un modelo con resistencia calefactora para el tratamiento de determinadas muestras.

- Para volúmenes de 1000 a 3500 ml directamente en bolsas estériles
- Calentamiento a 50°C (sólo Stomacher® 3500 Thermo)

Ref.	Descripción	€
3193154	Stomacher® 3500	NC -
3193156	Stomacher® 3500 Thermo	NC -



Bolsas estériles y gradillas

Ref.	Descripción	Dim. bolsas (mm)	Volumen muestras (ml)	Unid./caja	€/caja
3193173	Bolsa estéril estándar	380 x 510	400 - 3500	5 lotes de 50 (250)	NC -
3193174	Bolsa estéril estándar reforzada	380 x 510	400 - 3500	10 lotes de 20 (200)	NC -
3193180	Rack 3 plazas	-	-	1	NC -





Foto 1: bolsas estériles; de izquierda a derecha:
 - bolsa estéril estándar para Stomacher® 400 ;
 - bolsa estéril micro para Stomacher® micro 80 ;
 - bolsa estéril con cierre para Stomacher® 400 ;
 - bolsa micro con cierre ;
 - bolsa estándar para Stomacher 400.

Foto 2 : izquierda, bolsa estéril con cierre para Stomacher® 80.
 Derecha: bolsa de filtro estéril para Stomacher® 400.

Fotos 3 y 4: Bolsa estéril con filtro y cierre.

Homogeneizador de paletas MiniMix CC

Homogeneizador de paletas BagMixer P



Mezclador de laboratorio para muestras pequeñas de 5 a 80 ml. Preciso, compacto y equipado con una pantalla digital multifunción y el sistema Click and Clean® para una limpieza a fondo de las palas y la cámara de mezcla.

No hay contacto directo con la muestra tratada, lo que evita cualquier riesgo de contaminación. Un temporizador permite ajustar el tiempo de mezcla. Los BagMixer son adecuados para bolsas de 80 ml y 400 ml.

Ref.	Descripción	€
150319	Homogeneizador de paletas MiniMix CC con ventana	NC -
140822	Homogeneizador de paletas MiniMix CC cerrado	NC -

Ref.	Descripción	€
140820	Homogeneizador de paletas BagMixer 400P cerrado	NC -