

## Mecheros de butano con depósito recargable



886046



886045



886044

- Encendido piezoeléctrico
- Temperatura máxima 1300 °C
- Llama ajustable
- Depósito para butano recargable
- Disponible en formato antorcha y quemador de sobremesa con llama vertical u oblicua

Modelo	Quemador antorcha Dragon 100	Quemador de sobremesa llama vertical Dragon 200	Quemador de sobremesa llama oblicua Dragon 220
Capacidad del depósito (g)	40	35	35
Autonomía (min)	60	60	60
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	137 x 79 x 161	115 x 79 x 92	115 x 78 x 94
Ref.	<b>886044</b>	<b>886045</b>	<b>886046</b>
€	NC -	NC -	NC -

## Mechero universal

- Para microbiología, bacteriología y odontología
- Proporcionar una entrada de calor o fusión de específica
- De ignición múltiple e instantáneo gracias a un botón pulsador
- Sistema de bloqueo de seguridad incorporado, evita la ignición accidental
- Dispositivo regulador de intensidad de llama
- Se llena de gas con ayuda de una simple recarga de encendedor
- Para gas butano
- Larga duración de la ignición
- Funciona con una pila de 1,5 V



Ref.	Descripción	€
<b>341022</b>	Quemador universal	NC -

## Mechero con cartucho

- Válvula de aguja
- Regulación de aire
- 4 modelos de quemadores diseñado para ser utilizados únicamente con cartuchos de gas con punta especial que solo se adapta a estos quemadores

Ref.	Descripción	Temperatura (°C)	€
<b>424000</b>	Quemador de Teclu	1450	NC -
<b>424001</b>	Mechero Bunsen	1420	NC -
<b>424002</b>	Microsoplete	1300	NC -
<b>424003</b>	Soplete de alto rendimiento	1550	NC -



## Cartucho de gas

220 g, (400 ml) especiales para los mecheros y quemadores anteriores.

Ref.	Descripción	€
<b>424004</b>	Cartucho de gas	NC -