

## Microcentrífuga capacidad 8 microtubos



- Incluye dos rotores
- Ultraeficiente, ultrasilencioso
- Robusto y fácil de usar

Capacidad máx.	8 microtubos de 1,5/2ml ó 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 ml
Velocidad (rpm)	3 velocidades : 4000, 7000 ó 10.000
Aceleración del RCF (g)	900, 2910 ó 5610 con el rotor de microtubos
Número de rotores	2 rotores incluidos
L x p x Al (mm)	155 x 175 x 125
Alimentación	AC 85-240V
Ref.	<b>141097</b>
€	<b>NC -</b>



Botón de selección de velocidad situado en la parte posterior del aparato.

## Microcentrífuga individual



Para centrifugaciones cortas y para la microfiltración.

- Interruptor on/off
- Tapa de larga duración

Incluye :

- + rotor para microtubos 1,5/2 ml,
- + rotor para tiras de 8 microtubos PCR de 0,2 ml,
- + adaptadores para tubos 0,2 ml, y adaptadores para tubos 0,5 ml.

Capacidad máxima	8 microtubos 1,5/2 ml o 4 tiras de 8 microtubos de 0,2 ml
Número de rotores	2 rotores incluidos
Velocidad (rpm)	6500
Aceleración del RCF (g)	2000
Dim. An. x L. x Al. (mm)	145 x 160 x 132
Peso (kg)	1,12
Ref.	<b>531003</b>
€	<b>NC -</b>

## Microcentrífuga Prism Mini



- Microcentrífuga de sobremesa para microtubos de 1,5/2 ml y tiras PCR
- Sistema start/stop en la apertura/cierre de la tapa

Capacidad	8 tubos de 1,5/2 ml ó 4 tiras PCR (rotores incluidos)
Velocidad	6000 rpm
Aceleración	2000 g
Dimensiones (cm)	13,2 x 13,2 x 11,2
Peso (kg)	0,55
Potencia	120V ó 230V, 50/60Hz
Ref.	<b>096647</b>
€	<b>NC -</b>

### Accesorio

Ref.	Descripción	€
<b>096814</b>	Rotor de recambio para 4 tiras de 8 microtubos	<b>NC -</b>