

Mini-centrífuga MyFuge 12



Un rotor único para tubos y tiras de tubos



- Potencia : 100 a 240 V, 50-60 Hz
- Posibilidad de centrifugar simultáneamente 12 microtubos y 4 tiras de tubos PCR

Capacidad máxima	12 tubos de 1,5 y 2 ml y 32 tubos PCR de 0,2 ml (ó 4 tiras de 8 tubos PCR 0,2 ml)
Velocidad (rpm)	5500
Aceleración del RCF (g)	2000
Número de rotores	1 rotor incluido
Ø x an x al (cm)	14 x 20 x 11,20
Peso (kg)	5
Ref.	060973
€	NC -

Ref.	Descripción	€
060974	Adaptador para tubos 0,5 ml tubos (6 uni.)	NC -
060975	Adaptador para tubos 0,2 ml tubos (6 uni.)	NC -


Microcentrífuga Corning LSE


CORNING




- Compacta
- Robusto

Capacidad	8 microtubos de 1,5 ó 2 ml y 4 tiras PCR
Velocidad (rpm)	6000
Aceleración del RCF (g)	2000
Dimensiones (anx fx al) (mm)	174 x 148 x 122
Ref.	006770
€	NC -


Group  **Dutscher** IBERICA



Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com



BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

