

Centrífuga MC-24 Touch



- Para centrifugar 24 microtubos o 2 tiras de PCR
- Pantalla táctil
- Diseño para limitar el calentamiento del tubo
- Número de programas (velocidad y tiempo) : 9
- Ideal para cámaras frías

Velocidad (rpm)	1000 a 13500 (16800 g)
Capacidad	24 microtubos de 1,5/2,0 ml ó 2 tiras PCR
Incrementos	100 rpm / 100 rcf
Temporizador	1 a 99 min o continuo
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	230 x 305 x 197
Peso (kg)	6,4
Ref.	062806
€	NC -

Micro-centrífugas CM-50 y CM-50M



CM-50

CM-50M

- Gran pantalla en color con interfaz clara e intuitiva
- 5 niveles de frenado del rotor
- Tapa de cierre seguro
- Motor digital de bajo ruido, baja emisión de calor y manejo suave
- Los rotores deben pedirse por separado
- CM-50M :
 - función del mezclador
 - 3 opciones de rotor con reconocimiento automático
 - programable con 9 etapas de centrifugación/mezcla

Modelo	CM-50	CM-50M
Velocidad de centrifugación (rpm)	1000 - 15000	
Aceleración máxima (g)	15300	
Temporizador	1 seg a 99 min	
Número de modos de mezcla	-	12
Dimensiones (anx Lx al) (mm)	200 x 180 x 145	
Peso (kg)	3,1	
Ref.	065530	065531
€	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
065532	Rotor para 12 microtubos 1,5/2 ml	NC -
065533	Rotor mezclador para 12 microtubos 1,5/2 ml *	NC -
065534	Rotor para 2 tiras de tubos de 0,2 ml o 16 tubos de 0,2 ml*	NC -
065535	Adaptador para tubos 0,5 ml (12 uni.)	NC -
065536	Adaptador para tubos 0,2 ml (12 uni.)	NC -

* Sólo para centrífuga CM-50M

Mini-centrífuga MCF-1350



- Ocupa poco espacio
- Bajo nivel de ruido < 60 db
- Conforme con las normas IEC1010-2-020
- Apertura automática de la tapa
- Motor sin mantenimiento
- Rotor y tapa autoclavables (20 min a 121°C)
- Rotor de aluminio anodizado, cubierta de acero inoxidable

Capacidad máxima	12 microtubos de 1,5/2 ml
Aceleración del RCF (g)	12300
Temporizador	30 minutos
Número de rotores	1 para 12 microtubos incluido
Tiempo de aceleración/ desaceleración	12 segundos / 16 segundos
Pantalla / Teclado	Digital / Táctil
Tecla de pulso	Sí
L x p x al (mm)	208 x 245 x 145
Peso (kg)	4,4
Ref. con rotor	088912
€	NC -

Rotores y adaptadores

Ref.	Descripción	€
088913	Rotor adicional para 4 tiras de 8 microtubos PCR	NC -
088914	Adaptador para microtubo 0,2 ml	NC -
752287	Adaptador para microtubo 0,5 ml (2 uni.)	NC -