

## Centrífuga de sobremesa HAEMATOKRIT 200 con rotor

- Resultados rápidos y fiables gracias a la alta aceleración
- Lectura rápida del hematocrito en la tapa
- Centrífuga incluye rotor de discos de 24 plazas (análisis de hematocrito)

Tensión (V)	200 - 240
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Carga de conexión (VA)	270
Emisión, inmunidad	EN/IEC 61326-1, clase B
Capacidad máx.	20/24 capilares
RPM máx. (velocidad)	13.000 min <sup>-1</sup>
ACR máx.	16060
Duración	1 - 99 min, funcionamiento continuo, ciclo corto (botón "impulso")
Dimensiones Al x An x P (mm)	228 x 261 x 353
Peso (kg)	10

Ref.	Descripción	€
472718	Centrífuga HAEMATOKRIT 200	NC -
042474	Capilares heparinizados (1000 uni.)	NC -
092416	Capilares no heparinizados (1000 uni.)	NC -



## Centrífuga de Hematocrito NF048

Capacidad máxima	24 tubos capilares ó 24 tubos de 1,5 a 2 ml
Velocidad (rpm)	1000 a 14000
Aceleración del RCF (g)	14811 y 18188
Temporizador	99 minutos
Pantalla	Digital
No. de programas	0
Tipo de teclado	Táctil
L x p x al (mm)	275 x 355 x 240
Peso (kg)	12
Ref.	001577
€	NC -

### Rotores para centrífuga NF048

Ref.	Tipo	Capacidad	ø tubos máx (mm)	Rayón máx (mm)	Vel. máx (rpm)	g máx	€ el juego de 24
001579	Hematocrito	24 tubos capilares	1,5	92	12000	14811	NC -
001578	Microlitro	24 tubos 1,5 / 2 ml	11	83	14000	18188	NC -

### Juego de 24 adaptadores para rotor de microlitros

Ref.	Capacidad	ø maxi de tubos (mm)	€ el juego de 24
001580	1 x 500 / 800 µl	8	NC -
001581	1 x 200 µl (PCR)	6,5	NC -
001582	1 x 250 / 400 / 700 µl	6	NC -



- Accionamiento silencioso del rotor por inducción directa: no requiere mantenimiento
- Programación controlada por microprocesador
- Visualización de velocidad, temporizador y fuerza centrífuga (FCR)
- Ventilación de aire continua
- Pulsador también disponible para centrifugaciones muy cortas
- Aplicación: determinación de los niveles de hematocrito en muestras de sangre



## Centrífuga Spectrafuge 6C Labnet

Capacidad máxima	6 tubos de 10 a 15 ml
Velocidad (rpm)	6500
Aceleración del RCF (g)	4000
Temporizador	30 minutos
Número de rotores	1 incluidos
Pantalla	Digital
No. de programas	0
Angulo del rotor	30 °
Voltaje	230 V, 50-60 Hz
Tipo de teclado	Teclas giratorias
L x p x al (mm)	240 x 180 x 210
Peso (kg)	4
Ref. con rotor	096610
€	NC -

### Tubos estándar de extracción de sangre

Dimensiones (mm)	17 x 120	16 x 125	16 x 100	13 x 100	12 x 75
Volumen (ml)	15	15	10	7	5
Graduaciones (cm)	8,2	8,5	8,5	7,7	7,7
Max RCF	3,873	4,015	4,015	3,637	3,637
Tubos por rotor	6	6	6	6	6
Adaptador para tubo de 175ml	-	-	-	C0200-17A	C0200-17A



- Incluye rotor para 6 tubos de 10/15 ml
- Velocidad variable con pantalla digital
- Para tubos de sangre y tubos cónicos de 15 ml

### Accesorio

Ref.	Descripción	€
096611	Juego de 6 adaptadores para tubos de 5 a 7 ml	NC -