

Mini incubador



- Incubador personal de 9,2 litros de capacidad
- Puerta de vidrio, 3 alturas de estante posibles
- Rango de temperatura: ambiente + 5 °C a 60 °C
- Incluye 1 estante
- LED que indica que el aparato se está calentando
- Termómetro -20 °C a +110 °C opcional (no tóxico, recubierto de teflón, resolución 1 °C, longitud 305 mm, inmersión 76 mm)

Dimensiones externas (L x p x A) :	28,5 x 28 x 33,5 cm
Dimensiones interiores (L x p x Al)	23 x 20 x 20 cm
Peso	8,3 kg
Estabilidad / Uniformidad a 37 °C	+/- 0,6 °C / 0,65 °C

Ref.	Descripción	€
096527	Mini incubador	NC -
096528	Estante adicional, 22 x 18 cm	NC -
096529	Termómetro -20 °C a +110 °C	NC -

Mini incubador Thermocult



Incubador compacto para bacteriología.

- Temperatura fija de 35 +/-2 °C
- Con puerta de vidrio para facilitar la visibilidad
- Para 20 frascos de cultivo u 8 placas de Petri

Dimensiones int. L x An x Al (mm)	210 x 145 x 110
Dimensiones ext. L x An x Al (mm)	300 x 170 x 150
Peso (kg)	1,3
Alimentación eléctrica / Potencia	220 V, 30W
Ref.	030124
€	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€
030125	Estante	NC -

Incubador de CO₂ compacto Midi 40

thermo scientific



Tamaño ideal para aplicaciones monopuesto.

- Para los especialistas en cultivos celulares que necesitan un espacio de cultivo compacto
- Capacidad: 40 l
- Con microprocesador avanzado IntrLogic™ II : la pantalla digital brillante y el panel táctil intuitivo simplifican la introducción de datos
- Cámara de cultivo de acero inoxidable
- Con cuatro estantes extraíbles
- Calefacción de pared radiante: proporciona una temperatura uniforme y convección natural para proteger las muestras
- Control preciso y fiable del contenido de CO₂
- Depósito de agua extraíble
- Puerta interior de vidrio templado
- Fácil comunicación de datos: salida RS-485
- Alarmas sonoras y visuales
- Cámara reforzada para permitir el apilamiento
- Junta de silicona no porosa

Accesorios

Ref.	Descripción	€
079501	Estante adicional de acero inoxidable para Midi 40	NC -
079502	Filtro de recambio para Midi 40	NC -

Dimensiones ext. / int. (cm)	59,7 x 47 x 46,5 / 35,5 x 35,5 x 30,5
Volumen interior	39,6 l
Dim. de estantes (cm)	34,3 x 29,2
Rango de temperatura	Ambiente + 5 °C a 60 °C
Precisión de regulación	± 0,1°C
Uniformidad	± 0,4 °C a 37 °C
Rango CO ₂	0 - 20 %
Precisión de regulación	± 0,1 %
Sensor / uniformidad	Sensor de conductividad térmica de larga duración / 0,10 %
Humedad Hr	Hasta el 95% a 37°C
Peso neto	27 kg
Garantía	1 año
Ref.	079500
€	NC -