

## Incubadores de CO<sub>2</sub> ICO MEMMERT

memmert®



- Pantalla de control Twin Display, con salida USB para descarga de datos y programa AtmoControl.
- Rango de temperatura : amb. + 5 °C hasta + 50 °C
- Calentamiento por los 6 lados , incluida la puerta de cristal calefactada.
- Sonda IR de doble haz
- CO<sub>2</sub> : 0 a 20 %
- O<sub>2</sub> : 1 a 20 % (opcional)
- Control de humedad pasiva, con 1 bandeja de agua de acero inoxidable y trampa fría por Peltier que mantiene la humedad al 93% +/- 2% HR
- 4 modelos de 56 a 241 l
- Alarma visual y sonora
- Esterilización a 180°C sin necesidad de retirar las sondas
- Incluye certificado de calibración 37 °C y 5 % CO<sub>2</sub> y tubo de conexión para el CO<sub>2</sub>

Modelo	50	105	150	240
Volumen (l)	56	107	156	241
Dimensiones ext. L x p x al (mm)	559 x 521 x 791	719 x 591 x 846	719 x 591 x 1066	759 x 691 x 1176
Dimensiones int. L x p x al (mm)	400 x 330 x 420	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Temperatura	Amb. + 5 °C hasta + 50 °C			
Número de bandejas perforadas incluidas en estándar	1	2	2	2
Potencia (W) 230/115 V, 50/60 Hz	1000	1500	2000	2000
Peso (kg)	55	75	92	110
Carga máx. (kg)	75	90	120	140
Ref.	911950	911951	911952	911953
€	NC -	NC -	NC -	NC -
<b>Accesorios</b>				
Bandeja adicional acero inox. perforada	911954	911955	911955	911957
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Manorreductor para CO <sub>2</sub>	911752	911752	911752	911752
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Manorreductor para N <sub>2</sub>	911773	911773	911773	911773
€	NC -	NC -	NC -	NC -
<b>Opciones</b>				
Puerto de entrada de 40 mm Ø	911992	911992	911992	911992
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Puerta interior compartimentada con puertas de vidrio	-	911958	911958	912123
€	-	NC -	770 -	1300 -
Control de O <sub>2</sub> (1% a 20%) con control de humedad (T6+K7)	912219	912219	912219	912219
€	NC -	NC -	NC -	NC -

## Incubador de CO<sub>2</sub> CellXpert C170

ependorf



- Capacidad: 170 l
- Sin vibraciones: diseño de la cámara sin ventilador
- Dispositivo de desinfección HDT
- Fácil limpieza y desinfección: cámara sin costuras para un fácil desmontaje
- Sensor CO<sub>2</sub> IR
- Asa a la derecha (disponible a la izquierda, consultar)
- Equipado con 2 puertos de acceso
- Se entrega con 3 estantes

C170

C170i

Modelo	C170	C170i
Pantalla	LED	Pantalla táctil VisioNize
Desinfección a alta temperatura	140°C estándar	180°C estándar
Dim. Ext. anlx pr x al (mm)	718 x 715 x 900	
Dim. int. an x pr x al (mm)	539 x 445 x 692	
Peso sin accesorios (kg)	107 kg	
Puertas interiores de vidrio aislante	Sí	
Rango de temperatura	Temp. ambiente de +4 °C a 50 °C	
Uniformidad de temperatura	± 0,3°C	
Gama de CO <sub>2</sub>	2 a 20 %	
Uniformidad de CO <sub>2</sub>	± 0,1 %	
Rango de O <sub>2</sub>	-	1 a 20 %
Uniformidad de O <sub>2</sub>	-	± 0,25 %
N° de estantes (estándar/máximo)	3/8	4/8
Modelo estándar	6734000011	6731000011
€	NC -	NC -
Modelo de 4 batientes	6734000041	6731001041
€	12160 -	NC -

### Accesorio

Ref.	Descripción	€
6731070093	Base con ruedas para CellXpert C170	NC -