

Incubador de CO₂ con agitador orbital integrado

■ Ideal para el cultivo de células no adherentes.

Agitador

- Plataforma con alfombrilla adherente incluida
- Opcional: Plataforma Magic clamp y pinzas magnéticas

Incubador

- Sensor de IR para CO₂
- Precisión y uniformidad de la temperatura a 37 °C ± 0,5 °C
- Estabilidad de la temperatura a 37 °C : 0,1 °C
- Puerta exterior calefactada y puerta interior de vidrio
- Cubeta interior acero inox.
- Incluye una bandeja perforada

Volumen (l)	46
Temperatura	Ambiente +5 °C a 60 °C, incrementos de 0,1 °C
CO ₂	0 a 20%, incrementos de 0,1
Temporizador	1 min. a 48 h o continuo
Velocidad de agitación (rpm)	30 a 300
Órbita (mm)	19
Dimensiones plataforma agitador (mm)	235 x 290
Dimensiones internas de la cubeta (mm)	335 x 260 x 392
Dimensiones externas (mm)	420 x 465 x 553
Peso (kg)	40,1
Alimentación	230 V, 50 - 60 Hz
Ref.	062689
€	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
062647	Abrazadera ajustable para Erlenmeyer de 125, 150 y 500 ml	NC -
060962	Abrazadera magnética para Erlenmeyer de 50 ml (máx. 20)	NC -
060961	Abrazadera magnética para Erlenmeyer de 125 ml (máx. 12)	NC -
060960	Abrazadera magnética para Erlenmeyer de 250 ml (máx. 8)	NC -
060959	Abrazadera magnética para Erlenmeyer de 500 ml (máx. 5)	NC -
060958	Abrazadera magnética para Erlenmeyer de 1 l (máx. 4)	NC -
060987	Abrazadera para microplacas (máx. 4)	NC -
060979	Rack con abrazaderas para 32 tubos 15 ml (máx. 2)	NC -
060980	Rack con abrazaderas para 15 tubos 50 ml (máx. 2)	NC -
060963	Rack con abrazaderas para 30 tubos 15 ml y 20 tubos 50 ml (máx. 1)	NC -
060978	Abrazadera magnética para 4 botellas 500/600 ml (máx. 1)	NC -
062690	Rack inclinable para tubos 15 y 50 ml	NC -

Plataformas

Ref.	Descripción	€
060957	Plataforma Magic clamp 235 x 290 (mm)	NC -
060971	Plataforma para 4 microplacas	NC -
060972	Plataforma universal con muelles	NC -

Mini agitador orbital para incubador de CO₂

Especialmente diseñado para ambientes de hasta 20 % de CO₂ y 95 % de humedad.

- Modelo de controlador externo con pantalla digital
- Incluye plataforma antideslizante para placas o matraces de cultivo
- Otros accesorios disponibles: rodillo de sujeción para erlenmeyer

Tipo de agitación	Orbital
Velocidad de agitación (rpm)	5-220 en incrementos de 5 rpm
Amplitud	20 mm
Temporizador	1 a 100 horas o continuo
Peso máximo soportado (kg)	2
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	230 x 340 x 145
Ref.	497000
€	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€
497003	Rodillo de sujeción para Erlenmeyer	NC -

Número de rodillos	Vol. Erlenmeyer	Número de Erlenmeyers
5	10 ml	20
5	25 ml	16
5	50 ml	12
4	100 ml	9
4	250 ml	6
3	500 ml	2
3	1000 ml	2
2	2000 ml	1
2	3000 ml	1



Encuentre en nuestras WEB el biorreactor compacto CelCradle para el cultivo de alta densidad de células adherentes (ref. 489156)