

Estaciones de aspiración Vacuubrand BVC

- Control del panel táctil
- Botella de recuperación autoclavable
- Control automático del vacío: la bomba se desconecta cuando se alcanza el vacío deseado
- Se pueden conectar dos asas a un sistema de vacío con el kit de conexión opcional
- Se suministra completo con el mango de aspiración VHC Pro

BVC pro

- Sensor de nivel de líquido
- Rutina de desinfección de la sonda de aspiración

Modelo	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Caudal de aire máximo (l/min)	11,6			
Vacío Límite (mbar abs.)	100			
Botella de recuperación	PP 4l	Vidrio 2l	PP 4l	Vidrio 2l
Detector de nivel			x	x
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Peso (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Ref.	978019	978020	978021	978022
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
978030	Kit de conexión para segundo controlador VHC para botella de PP de 4 l	NC -
978027	Kit de conexión para segundo controlador VHC para botella de vidrio de 2 l	NC -
978029	Filtro de protección de la bomba 0,2 µm	NC -



978021

Controlador de aspiración VHC Pro

- Tubo pasante, el líquido no entra en contacto con el asa
- Entregado con soporte de pared
- Autoclavable

Ref.	Descripción	€
978033	Controlador de aspiración VHC Pro	NC -
978053	Adaptador para puntas de micropipeta de 200 µl con eyector	NC -
978054	Adaptador de 8 canales para puntas de micropipeta de 200 µl con eyector	NC -
978034	Soporte de mesa para controlador VHC Pro	NC -

Sistema de aspiración Lafil 200 Rocker

- Botella de recuperación PP 4 l
- Tapón para tubos de conexión rápida
- Detección del nivel de líquido
- Lafil 200 eco plus con desconexión de la bomba cuando ésta alcanza el vacío deseado

Modelo	Lafil 200	Lafil 200 eco
Vacío Límite (mbar abs.)	1013 - 213	880 - 370
Caudal de aire máximo (l/min)	10	
Velocidad máx. de aspiración (ml/s)	17	
Apagado automático	-	Sí
Nivel acústico	55 db	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	375 x 258 x 217	
Peso (kg)	2,1	2,3

Composición del pack	Plus	Biodolphin
Asa	x	x
Adaptador de puntas de micropipetas monocanal 50 mm		x
Adaptador de puntas de micropipeta monocanal 150 mm	x	x
Adaptador de puntas de micropipetas monocanal con eyector	x	x
Adaptador de puntas de micropipetas 8 canales con eyector	x	x
Boquilla de acero inox. monocanal 40 mm		x
Boquilla de acero inox. monocanal 80 mm		x
Boquilla de acero inox. 8 canales 40 mm		x
Soporte para controlador		x

Ref.	Descripción	€
886150	Pack Lafil 200 plus	NC -
886149	Pack Lafil 200 Biodolphin	NC -
886236	Pack Lafil 200 eco plus	NC -
886237	Pack Lafil 200 eco Biodolphin	NC -

