

❖ **Cultek** ❖ **BioLab** ❖ **teknovas**

&



SHIELD Scientific
compliance comfort protection





SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE 300



Guantes sintéticos de Neopreno/Nitrilo - Ambidiestros - Sin polvo - Grosor de la palma 0,31 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unid./caja
Ref. Dutscher	065809	065810	065811	065812	065813	065814	40
Ref. SHIELD	66 9251	66 9252	66 9253	66 9254	66 9255	66 9256	

SHIELDskin™ ORANGE NITRILE 260 y 300



Guantes sintéticos de nitrilo/neopreno - Ambidiestro - Sin polvo - Grosor de la palma 0,14 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065700	065701	065702	065703	065704	90
Ref. SHIELD	67 6231	67 6232	67 6233	67 6234	67 6235	
Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065705	065706	065707	065708	065709	50
Ref. SHIELD	67 6251	67 6252	67 6253	67 6254	67 6255	

EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250



Guantes sintéticos de nitrilo - Ambidiestros - Sin polvo - Grosor de la palma 0,10 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065744B	065745B	065746B	065747B	065825B	150
Ref. SHIELD	62 5121	62 5122	62 5123	62 5124	62 5125	

EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250



Guantes de látex natural - Ambidiestros - Sin polvo - Grosor de la palma 0,16 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065789	065790	065791	065792	065947	150
Ref. SHIELD	62 3131	62 3132	62 3133	62 3134	62 3135	

DuoSHIELD™ ICE NITRILE 240



Guantes sintéticos de nitrilo - Ambidiestros - Sin polvo - Grosor de la palma 0,11 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065735	065736	065737	065738	065739	100
Ref. SHIELD	65 5121	65 5122	65 5123	65 5124	65 5125	

DuoSHIELD™ PFT Nitrile 240 y 290



Guantes sintéticos de nitrilo - Ambidiestros - Sin polvo - Grosor de la palma 0,08 mm

Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065906B	065907B	065908B	065909B	065910B	200
Ref. SHIELD	65 8121	65 8122	65 8123	65 8124	65 8125	
Ref/Tamaño	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unid./caja
Ref. Dutscher	065911	065912	065913	065914	065915	100
Ref. SHIELD	65 8541	65 8542	65 8543	65 8544	65 8545	

SCHILD SCIENTIFIC : LA PROTECCION QUE LE QUEDA COMO GUANTE



NIVEL DE RIESGO / PROTECCION

HUELLA DE CARBONO

Encuentre todos los guantes SHIELD Scientific en nuestras WEB

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

tekno vas
www.tekno vas.com
mail: comercial@tekno vas.com

Group **Dutscher**

SHIELD Scientific
compliance comfort protection