



# Labo Móvil

 **BioLab** - Válido del 1 de febrero al 31 de marzo 2019

# Edito

Para facilitar el trabajo externo del laboratorio, DDBiolab propone soluciones para el transporte de muestras y para laboratorios itinerantes.

Transporte muestras sensibles con nuestras cajas de transporte P. 1

En cualquier circunstancia, realice manipulaciones gracias a equipos pequeños con batería P. 2 a 5

Piense igualmente en su seguridad donde sea que esté P. 6

## Transporte de muestras...

### Nevera Ice Box Pro

- > De HDPE
- > Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- > 2 asas abatible en ambos lados
- > Temperatura de -20 °C a 40 °C
- > Tapón de drenaje



Ref.	Vol. (l)	Separador	Ruedas	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
320901	35	No	Non	<del>118,3</del>	89 -
320902	50	No	Non	<del>160,8</del>	121 -
320903	60	No	Non	<del>181</del>	137 -
320904	110	No	Non	<del>262</del>	197 -
320905	65	Sí (1 extraíble)	Sí	<del>201</del>	147 -
320906	80	Sí (1 extraíble)	Sí	<del>233</del>	175 -

### Cajas de transporte

- > Policarbonato
- > Autoclavables
- > Cierre asegurado por 3 abrazaderas
- > Agarre de transporte
- > Con separadores para crear compartimentos
- > Dim. : 380 x 196 x 160 mm

Colores	Transparente abrazad. azules	Roja translúcido	Amarillo translúcido
Ref.	320096	320097	320098



### Crioconservador rango Voyageur



- > Diseñado para el transporte de productos biológicos
- > Un material poroso absorbe nitrógeno líquido y garantiza la conservación de las muestras en fase gaseosa
- > Consumo de nitrógeno extremadamente bajo, garantía de mayor autonomía

- > Tanques secos que cumplen con las regulaciones internacionales aplicables al transporte de sustancias peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea (IATA-ICAO) y ferroviaria (RID)

- > Voyageurs 2, 5 y 12 entregados con sus canisters

Modelo	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR 5	VOYAGEUR 12	VOYAGEUR PLUS
Capacidad útil (l)	1,75	6,5	15	20,6
Capacidad absorbida (l)	1,35	4,8	10,5	7,2
Referencia	082275	082277	082279	082281
€ sin IVA	<del>983</del>	<del>1433</del>	<del>1729</del>	<del>2458</del>
€ sin IVA PROMO	639 -	911 -	1099 -	1945 -

### Congelador -80 °C transportable

- > Modelo transportable
- > Acceso directo a las muestras desde la sobremesa
- > Transporte de las muestras a -80°C sin nitrógeno líquido
- > Controlador digital simple de uso
- > Alarma de temperatura ajustable
- > Completar con bloques para tubos (diferentes medidas)






# Equipos con batería...

## Etiquetadora BMP21-LAB

- > Robusta
- > Pantalla LCD de 3 líneas
- > Batería de litio de larga duración, recargable
- > Configuración automática de etiquetas
- > Entregado con cordón para colgar, una guía de inicio rápido y etiquetas M21-750-7425



## Impresora BMP51

- > Impresora compacta para la impresión sistema continuo o en etiquetas
- > Con teclado y pantalla
- > Longitud máxima de la etiqueta: 38,10 mm
- > Máximo 250 etiquetas/día
- > Con cartucho con cinta integrada
- > Funcionamiento de manera autónoma o vía 1 PC




Ref	Descripción	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
814077	Kit impresora BMP51	536	429 -
912796	Impresora BMP51 con programa Workstation Suite PWID	745	596 -

## Agitador monoplaza con control integrado 2mag


- > Ultraplano
- > 100 % sin mantenimiento
- > AccuMIX funciona con batería (se entrega con 8 pilas recargables tipo AAA, un cargador, y un adaptador 12 V)



## Mini agitador magnético Topolino Mobil



- > Motor de larga vida útil, sin escobillas
- > Zona de velocidad ajustable en continuo
- > El Topolino Mobil funciona con 4 pilas de 1,5 V (8 h - 12 h de autonomía) o con alimentación de 230 V - se suministra sin pilas



## Agitador orbital con batería KM2

- > Agitador con baterías recargables
- > Autonomía hasta 40 h, tiempo de recarga 10 h
- > Suministrado con una plataforma adherente
- > Cargador incluido



# Equipos con batería...

## Baños secos transportables 37 °C portátiles



- Temperatura constante 37 °C
- Funciona enchufado ó con batería
- Control de la temperatura por visualizador
- Para tubos ó jeringas
- Suministrados con 1 bloque para 16 tubos de 15ml ó 18 jeringas de 10 ml
- Otros bloques por favor consultar

	Baño seco para tubos	Baño seco para jeringas
Bloque estándar	16 tubos de 15 ml	18 unidades de 10 ml
Referencia	<b>195504</b>	<b>195505</b>
€ sin IVA	<b>3052</b>	<b>3948</b>
€ sin IVA PROMO	<b>2459 -</b>	<b>2990 -</b>

## Baños secos calentadores y/o refrigeradores

- Varios bloques, modulares
- Bloques : pedir por separado
- Batería externa en opción



Tipo	Refrigerador a 0 °C	Calentador	Calentador/Refrigerador	Programable calent./refri.
Temperatura de utilización	8°C a 30°C			
Rango de temperatura	0 °C	Amb. + 2 °C a 100 °C	0 °C a 100 °C	0 °C a 100 °C
Referencia	<b>154302</b>	<b>154300</b>	<b>154304</b>	<b>154306</b>
€ sin IVA	<b>605</b>	<b>459</b>	<b>824</b>	<b>897</b>
€ sin IVA PROMO	<b>369 -</b>	<b>279 -</b>	<b>499 -</b>	<b>509 -</b>

### Accesorios

Ref.	Descripción	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
<b>154325</b>	Adaptador 12V 7A	<b>124,80</b>	<b>77 -</b>
<b>154326</b>	Adaptador 12V 5A	<b>51,80</b>	<b>32 -</b>
<b>154327</b>	Batería externa 12V 7A	<b>1250</b>	<b>766 -</b>

## Balanzas portátiles Scout™ SKX Ohaus



- Plato de pesada de acero inoxidable
- Protección mecánica contra la sobrecarga
- Modelos de 1 mg con una campana de pesada
- Múltiples opciones de conectividad para almacenamiento de datos y comunicación
- Funcionan en adaptador de corriente (incluido) ó con pilas (4 x AA no incluidas)
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Interfaz sencilla con 4 botones de control

Modelo	123	222	622	1202	2202	421	621	2201	6201
Capacidad (g)	120	220	620	1200	2200	420	620	2200	6200
Precisión de visualización (mg)	1	10			100				
Dim. plato (mm)	Ø 93	Ø 120	170 x 140		Ø 120	170 x 140			
Referencia	<b>092707</b>	<b>092708</b>	<b>092710</b>	<b>092711</b>	<b>092712</b>	<b>092713</b>	<b>092714</b>	<b>092715</b>	<b>092716</b>
€ sin IVA	<b>390</b>	<b>285</b>	<b>390</b>	<b>435</b>	<b>465</b>	<b>165</b>	<b>185</b>	<b>285</b>	<b>385</b>
€ sin IVA PROMO	<b>260 -</b>	<b>190 -</b>	<b>259 -</b>	<b>289 -</b>	<b>310 -</b>	<b>109 -</b>	<b>119 -</b>	<b>189 -</b>	<b>249 -</b>

## Centrífuga Multispin

> Centrífuga de batería y alimentación eléctrica

> 2 rotos incluidos :  
para 8 Microtubos 2 ml  
ó 8 Tubos PCR 0,2 ml

> Temporizador 6 minutos

> Sistema de detección de desequilibrio



## Mini incubador de CO<sub>2</sub> portátil

> Cuerpo de ABS

> Cubeta para agua de acero inoxidable

> Configuración digital de la temperatura y de la concentración de CO<sub>2</sub>

> Ventilación forzada

> Calentamiento y enfriamiento de efecto Peltier

> Se suministra con 2 estantes de acero inoxidable (3 máximo)

> Medida de la concentración de CO<sub>2</sub> con sonda IR

> Adaptador toma de mechero incluido



## Lámparas UV portátiles

> Lámpara portátil con batería de litio (DC 12v)

> Ergonómica y ligera

> Extinción automática de la lámpara en caso de girar la lámpara hacia arriba (según modelo)

> 3 horas de autonomía (utilización continua)

> Cargador de batería suministrado




Longitud de onda (nm)	Tamaño de la ventana de emisión de UV (mm)	Nº de tubos UV	Dimensiones F x a x al (mm)	Modelo con desconexión automática			Modelo estándar		
				Referencia	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO	Referencia	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
254	150 x 50	2	88 x 415 x 60	972003	198,90	149 -	972000	193,40	145 -
365		2		972004	198,90	149 -	972001	193,40	145 -
254 et 365		2 (1 + 1)		972005	198,90	149 -	972002	193,40	145 -

## Contador de colonias e-counter



Mini tablet LED Ref. 320645 GRATIS en la compra de un contador de colonias E-COUNTER



- > Emplea los rotuladores Sharpie
- > Se emplea con o sin señal sonora
- > Se desconecta tras 10 minutos de no utilización
- > Se entrega con pila de botón CR1225, y un soporte

# Su seguridad donde sea que esté...

## Lavaojos y estaciones murales de solución salina ó pH Neutral



- **Solución pH Neutral :**
- Para el aclarado y la neutralización de proyecciones químicas ácidas o básicas
- **Solución salina estéril**
- Para el aclarado y la evacuación de cuerpos extraños, ó después de neutralización con pH Neutral

### Frascos solos

#### ➤ Frascos con anteojera simple :

- Para el aclarado de un ojo a la vez

#### ➤ Frascos DUO :

- Para el aclarado simultaneo de los dos ojos a la vez

Anteojera	Volumen frasco (ml)	Ref. solución salina	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO	Ref. pH Neutral	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
Simple	200	060030B	<del>17,50</del>	8 -	941012B	<del>23,20</del>	10 -
Simple	500	030025B	<del>25</del>	11 -	-	-	-
DUO	500	060724	<del>28,70</del>	13 -	-	-	-

### Estaciones de lavado ocular

#### ➤ 060735 :

- Con solución salina y solución neutralizante (aclarado: 2 minutos/ojo/frasco)

#### ➤ Con anteojera DUO

- En estuche de poliestireno : móviles o para colgar

- Protege los frascos del polvo

- Resistente a los choques

#### ➤ 060729 :

- Contiene 1 frasco de solución salina con anteojera simple

- Estación mural adecuado para espacios de trabajo pequeños y estaciones de trabajo móviles

Ref.	Descripción	Solución salina	pH Neutral	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
060735	Estuche Combi Plum DUO	1 x 500 ml DUO	1 x 500 ml DUO	<del>121,50</del>	61 -
060729	Estación mural (soporte & pictograma)	1 x 500 ml	-	<del>49,70</del>	25 -