

Válido del 19 de septiembre 2023 al 31 enero 2024

VACUUBRAND®

BOMBA DE MEMBRANA MZ 2C NT VACÍO LÍMITE 7 MBAR - 33 L/MIN

- Alta resistencia química y buena tolerancia al condensado
- Altos caudales incluso cerca del vacío final
- Buen vacío final con lastre de aire/gas inerte
- Funcionamiento silencioso 45 dBA

Dimensiones (an x p x al) (mm) 243 x 243 x 198

Peso (kg) 11,1



BOMBAS DE PALETAS RZ 6 VACÍO LÍMITE 2 X 10-3 MBAR - 5,7 M³/H

- Bomba de 2 niveles
- Alta compatibilidad con el vapor de agua gracias al lastre de aire optimizado
- Intervalos de vaciado más largos gracias al gran volumen útil de aceite
- Fácil mantenimiento gracias a la construcción telescópica
- Funcionamiento silencioso 50 dBA

Dimensiones (an x p x al) (mm) 420 x 156 x 240

Peso (kg) 17



GRUPO DE BOMBEO PC3001 VARIOPRO 2 MBAR - 2 M³/H

- Con regulador CVC 3000
- Adaptación automática del vacío a cada proceso, para una gran seguridad y un funcionamiento sin supervisión, silencioso y de bajas vibraciones.
- Excelente respeto del medio ambiente gracias a la eficaz recuperación de disolventes
- Funcionamiento silencioso 42 dBA

Dimensiones (an x p x al) (mm) 300 x 306 x 400

Peso (kg) 7,7



BOMBAS DE VACÍO DE TORNILLO VACUU-PURE

- 100% sin aceite, sin abrasión, sin piezas de desgaste
- Funcionamiento sin fricción: no se generan partículas
- Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU para el control remoto de la bomba
- Nivel acústico : 55 dBA
- Vacío Límite (mbar absoluto): 5
- Versión 10C para una mayor resistencia química
- Dim. An. x Pr. x Al. (mm): 507 x 269 x 413

