

Termocicladores de tiempo real

qtower³

- Sistema modular con posibilidad de incorporar hasta seis filtros para una máxima flexibilidad.
- Sistema de fibra óptica patentado ideal para señales de qPCR.
No es necesaria una referencia pasiva debido a que hay excitación/detección en cada pocillo.
- Innovadora tecnología de bloques de plata recubiertos de oro que garantiza la mejor conductividad térmica.
Uniformidad de temperatura líder en el mercado a $55\text{ °C} \pm 0.15\text{ °C}$ después de 15 s
- Con capacidad de ejecutar 40 ciclos en 20 minutos (o menos cuando se optimiza).
- Paquete de software qPCRsoft para un fácil control y manejo
- Modelos Touch: Pantalla táctil de 10"
- Plataforma abierta a cualquier material plástico y consumible estándar.



Descripción	Ref	PVP	PROMO
qTOWER3, 230 V incl. Color module 1	86844-00553-2	27.422	14.699 €
qTOWER3 G (incl. gradient function) 230 V incl. Color module 1	86844-00554-2	28.875 €	15.477 €
qTOWER3 touch, 230 V incl. color module 1	86844-00555-2	30.328 €	16.256 €
qTOWER3 G touch (incl. gradient function) 230 V incl. color module 1	86844-00556-2	31.780 €	17.035 €
qTOWER3 84, 230V, incl. color module 1	86844-00558-2	56.496 €	30.283 €
qTOWER3 84 G, 230V, incl. color module 1	86844-00559-2	57.949 €	31.061 €

color module

Descripción	Ref	PVP	PROMO
Color module 1 for qTOWER 2 or qTOWER3 - FAM, Sybr	86844-00520-0	2547 €	1365 €
Color module 2 for qTOWER 2 or qTOWER3 - JOE, HEX	86844-00521-0	2547 €	1365 €
Color module 3 for qTOWER 2 or qTOWER3 - TAMRA, DF	86844-00522-0	2547 €	1365 €
Color module 4 for qTOWER 2 or qTOWER3 - ROX, Texa	86844-00523-0	2547 €	1365 €
Color module 5 for qTOWER 2 or qTOWER3 - Cy5, Alex	86844-00524-0	2547 €	1365 €
Color module 6 for qTOWER 2 or qTOWER3 - LightCycl	86844-00525-0	2547 €	1365 €

Condiciones

- Precios **sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.
- Códigos de promoción: **AJ_QPCR23**
- Promoción válida **hasta el 30 de junio de 2023**.

DD Biolab

CONSUMIBLES E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO



+34 93 403 44 18



ddbiolab@ddbiolab.com



www.ddbiolab.com