

## Pipeteadores

**PIPETBOY acu2**  
446,2€ 309€




### El pipeteador serológico más popular del mercado

PIPETBOY acu2 de segunda generación, está equipado con la última tecnología que le proporciona mayor velocidad y un tiempo de funcionamiento más prolongado, además de una reducción significativa de peso.

- Ligero y equilibrado
- Bomba robusta y silenciosa
- Pipeteado con botón dispensador
- Mayor tiempo de funcionamiento
- Autoclavable
- Disponible en seis colores
- Garantía ampliada a 3 años

### Información técnica

- Velocidad máxima de pipeteo: 13.5 ml/s (con una pipeta de 50 ml)
- Dispensación por gravedad: ligera presión sobre el botón de dispensación
- Compatibilidad con pipetas: pipetas de vidrio y plástico con un volumen de 1 a 100 ml
- Filtro de protección: 0.45  $\mu\text{m}$  (incluido) o 0.2  $\mu\text{m}$  (pedir por separado)
- Peso: 195 g
- Condiciones de funcionamiento: 5–40°C, max. 80% RH
- Autonomía: min. 5500 ciclos de pipeteado de 25 ml (con batería cargada)
- Requisitos de energía: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Batería recargable: Li-Ion 500 mAh



DESCRIPCIÓN	COLOR	REFERENCIA	PVP	PROMO
Pipeteador PIPETBOY Acu2 con batería Li-Ion, adaptador de red, filtro estéril de repuesto 0,45 µm y adaptador para montaje en pared.	Clásico	060204	446,20	<b>309 €</b>
	Verde	060200	446,20	<b>309 €</b>
	Rojo	060201	446,20	<b>309 €</b>
	Azul	060202	446,20	<b>309 €</b>
	Transparente	060203	446,20	<b>309 €</b>
	Púrpura	060211	446,20	<b>309 €</b>
	Pink sunrise	39155024	446,20	<b>309 €</b>
	Agave	39155022	446,20	<b>309 €</b>
	Ocean dream	39155023	446,20	<b>309 €</b>

ACCESORIOS	REFERENCIA
Stand para PIPETBOY y VACUBOY	155065
Montaje en pared	155521
Adaptador de red (100-240 VAC, 50/60 Hz) EU versión	004916B

CONSUMIBLES	REFERENCIA	
Tapa del compartimento de la batería	Clásico	155203
	Verde	155160
	Rojo	155161
	Azul	155162
	Transparente	155163
	Púrpura	155164
2. O-ring		153235
3. Cubierta del módulo estéril, incl. O-ring	Turquesa	39155230
	Gris	155060
4. Filtro de caucho	Silicona, para sujetar el filtro en el módulo estéril	153225
5. Filtro	0.45 µm estéril	004912
	0.45 µm no estéril	004923A
	0.2 µm estéril	156608
	0.2 µm no estéril	060431
6. Adaptador de pipeta	Adaptador de silicona, para sujetar la pipeta	004911
	Completo para: clásico, transparente y turquesa	155025
7. Módulo estéril	Completo para: verde, rojo, azul, púrpura, gris	39155070
	Batería para PIPETBOY acu 2, Li-Ion	155066

## Condiciones

- Precios sin IVA
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.
- Códigos de promoción: INT\_PIPETBOY23
- Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023

## DD Biolab

CONSUMIBLES E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO



+34 93 403 44 18

ddbiolab@ddbiolab.com

www.ddbiolab.com