


# Purificación y limpieza de ADN/ARN

**-30%**



## MEMBRANA DE SÍLICE

### NucleoSpin® Gel y PCR Clean-up

Altas recuperaciones para fragmentos pequeños de hasta 50 pb

Tampones separados para muestras de ADN / ARN o SDS:

- Micro- <200 µl PCR o < 200 mg gel de agarosa
- Mini <400 µl PCR o <400 mg gel agarosa
- Midi < 4 ml PCR o < 4 g del de agarosa
- Maxi < 10 ml PCR o < 10 g gel agarosa

### NucleoSpin® RNA Clean-up.

Limpieza de fragmentos de ARN hasta 200 nt

Varios tamaños disponibles:


- Micro XS: < 300 µl solución con < 90 µg RNA
- Mini: < 200 µl solución con < 200 µg RNA
- Maxi: < 35 mg de ARN bruto

### NucleoSpin gDNA Clean-up

Limpieza de fragmentos hasta 50Kb

Varios tamaños disponibles:

- Micro XS: < 400 µL solución que contiene < 2 µg DNA
- Mini: < 150 µL solución que contiene < 25 µg DNA



MACHEREY-NAGEL



## BOLAS MAGNÉTICAS

### NucleoMag® NGS Clean-up

Selección de tamaño y limpieza de fragmentos para la preparación de librerías NGS.

Intercambio directo de AMPure® XP y RNAClean® XP sin cambio de protocolo.

	DESCRIPCIÓN	REF.	PREPS	PVP	PROMO
LIMPIEZA PCR Y EXTRACCIÓN DE GEL	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS	872263	50	86€	<b>60 €</b>
	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS	872262	250	348€	<b>245 €</b>
	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up	677497	50	115€	<b>60 €</b>
	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up	677495	250	512€	<b>245 €</b>
	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Midi	872102	20	255	<b>178 €</b>
	NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Maxi	677499	20	378	<b>264 €</b>
LIMPIEZA PCR Y SELECCIÓN DE TAMAÑO	NucleoMag NGS Clean-up and Size Select	872214	50	658€	<b>458 €</b>
	NucleoMag NGS Clean-up and Size Select	872215	500	4.590€	<b>3.234 €</b>
LIMPIEZA DE ADN Y ARN	NucleoSpin gDNA Clean-up XS	677679	50	130€	<b>89 €</b>
	NucleoSpin gDNA Clean-up XS	677678	250	571€	<b>396 €</b>
	NucleoSpin gDNA Clean-up	677227	50	122€	<b>84 €</b>
	NucleoSpin gDNA Clean-up	677226	250	540€	<b>372 €</b>
	NucleoSpin RNA Clean-up XS	677677	50	295€	<b>203 €</b>
	NucleoSpin RNA Clean-up XS	677676	250	1.310€	<b>904 €</b>
	NucleoSpin RNA Clean-up	872039	50	259€	<b>178 €</b>
	NucleoSpin RNA Clean-up	872038	250	1.140€	<b>783 €</b>
	NucleoSpin RNA Clean-up Maxi	677682	20	384€	<b>264 €</b>

**Condiciones**

- Precios **sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (sin IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.
- Códigos de promoción: **MN\_CLEAN23**
- Promoción válida hasta el **30 de septiembre de 2023**

**DD Biolab**  
CONSUMIBLES E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO



+34 93 403 44 18  
ddbiolab@ddbiolab.com  
www.ddbiolab.com