


# MagnetaPure 96 y 32

Extracción automatizada de ácidos nucleicos



## MagnetaPure 96

Equipo: 255745

Placas deepwell de 96 pocillos: 531557B (50 Uds.)

Peines: 531556B (100 Uds.)

## MagnetaPure 32

Equipo: 255743

Placas deepwell de 96 pocillos: 531564B (50 Uds.)

Peines: 531565B (200 Uds.)

## Características

- ✓ Sistema automatizado de extracción de ADN, ARN, proteínas
- ✓ Procesamiento: 32 o 96 muestras
- ✓ Muestras: sangre, bacterias, tejidos, fluidos corporales y plantas
- ✓ Tecnología: separación mediante bolas magnéticas
- ✓ Kits compatibles: kits NucleoMag™ de Macherey-Nagel
- ✓ Plug & Play
- ✓ Garantía de 2 años



	MAGNETAPURE 32	MAGNETAPURE 96
Numero de muestras	32	96
Tipo de kits compatibles	96 placa deepwell	
Volumen de muestra	50-1000 µl	
Estabilidad	CV ≤ 5%	
Temperatura de lisis y elución	Temperatura ambiente hasta 120°C	
Tiempo de calentamiento	Temperatura ambiente hasta 120°C ≤ 4 minutos	
Precisión de temperatura	±1°C	
Interfaz	Pantalla táctil 7", 3 botones rápidos y ratón disponible	
Interfaz de expansión	USB, puerto ethernet y WiFi	
Protocolos	8 grupos preinstalados, 100 grupos pueden ser guardados	
Red	Ethernet remoto extensible, WiFi, 4G	
Almacenamiento de datos	Disponible con SD-card	
Control de contaminación	Lámpara UV	
Potencia máxima	450 W	300 W
Dimensiones	40x47x45	52x62x50
Peso	28 kg	54 kg

## Compatibilidad con kits de Macherey Nagel



MUESTRAS	DESCRIPCIÓN	REF.	FORMATO	PVP	PROMO
VIRUS, BACTERIAS Y OTROS PATÓGENOS	Kit de extracción de ADN de microbioma NucleoMag™ DNA Microbiome	<b>872166</b>	4 x 96 preps	1.439,64 €	<b>992 €</b>
	Kit de extracción de ADN y ARN viral de muestras veterinarias NucleoMag™ Vet	<b>872150</b>	4 x 96 preps	1.216,44 €	<b>838 €</b>
	Kit de extracción de ARN y ADN de patógenos de muestras clínicas NucleoMag™ Pathogen	<b>872154</b>	4 x 96 preps	1.378 €	<b>950 €</b>
	Kit de extracción de ARN viral NucleoMag™ Dx Pathogen con certificado CE-IVD	<b>872155</b>	4 x 96 preps	1.478,70 €	<b>1.019 €</b>
TEJIDO Y CÉLULAS	Kit de extracción de ADN genómico de tejidos y células NucleoMag™ Tissue	<b>872160</b>	4 x 96 preps	1.864,14 €	<b>769 €</b>
	Kit de extracción de ARN de células y tejidos por bolas magnéticas NucleoMag™ RNA	<b>872168</b>	4 x 96 preps	1.350,36 €	<b>931 €</b>
	Kit de extracción de ADN genómico de plantas por bolas magnéticas NucleoMag™ Plant	<b>872175</b>	4 x 384 preps	1.032,30 €	<b>712 €</b>
NGS	Kit de limpieza y selección por tamaño de productos NGS por bolas magnéticas NucleoMag™ NGS	<b>872213</b>	5 ml	92,52 €	<b>64 €</b>
COMIDA	Kit de extracción de ADN de alimentos por bolas magnéticas NucleoMag™ Food	<b>872210</b>	4 x 384 preps	1.121,58 €	<b>773 €</b>

Si desea solicitar una demo o recibir más información sobre los kits, mándanos un email a: [asistencia@cultek.com](mailto:asistencia@cultek.com)

### Condiciones

- Precios **sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.
- Códigos de promoción: **MN\_NM2023**
- Promoción válida hasta el **30 de junio de 2023**

**DD Biolab**  
CONSUMIBLES E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO



+34 93 403 44 18

[ddbiolab@ddbiolab.com](mailto:ddbiolab@ddbiolab.com)

[www.ddbiolab.com](http://www.ddbiolab.com)