

VACUSAFE

Aspiración segura
de líquidos
biológicos

desde **1035€**



CARACTERÍSTICAS

VACUSAFE combina una bomba de aspiración por vacío, una botella de recogida de líquidos con sensor de nivel y un filtro, todo en uno. Este sistema de aspiración cerrado es el método más eficaz de contención de líquidos peligrosos, garantizando la máxima protección del usuario.

- Botella de recolección con filtros hidrofóbicos para bloquear aerosoles peligrosos
- Botella y accesorio de aspiración VACUBOY autoclavables
- Funcionamiento silencioso
- Un sólo botón para ajuste de vacío
- Herramienta VACUBOY para aspirar cómodamente todo tipo de desecho líquido

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Rango de vacío: -300 a -600 mbar (ajustable)
- Caudal: 8 l/min (aire)
- Velocidad de aspiración: 17 ml/s
- Emisión de ruido: < 50 dB(A) at 1 m
- Dimensiones (H x W x D): 53 x 18 x 32 cm
- Peso: 3,4 kg
- Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

PROMO

INTEGRA



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PVP	PROMO
Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, botella de 4 l, VACUBOY, y filtros de protección para evitar desbordamiento y aerosoles	158320	1748	1035 €
Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, botella de 4 l, VACUBOY, filtros de protección para evitar desbordamiento y aerosoles, conectores rápidos y detección de nivel electrónico	158310	2232	1395 €
Sistema de aspiración VACUSAFE con bomba, botella de de 2 litros de vidrio recubierto, VACUBOY, filtros de protección para evitar desbordamiento y aerosoles, conectores rápidos y detección de nivel electrónico	158300B	2333	1530€



ACCESORIOS	REFERENCIA
Botella	4 litros, de polipropileno, con tapón cerrado 158370
	2 litros, vidrio recubierto, con tapón cerrado 158420
Tapa	Botella de 4 l, con conectores rápidos (PVDF) + detección de nivel 158401
	Botella de 4 l, con accesorios de tubos 158372
	Botella de 2 l, con conectores rápidos (PVDF) + detección de nivel 158418
Botella y tapa	Incluye las referencias: 39158370 y 39158401 158431
	Incluye las referencias: 39158370 y 39158372 158432
	Incluye las referencias: 39158420 y 39158418 158485
Cable sensor de nivel	158403
Asa para botellas de 4 l y 2 l	158625
Soporte para botella	Para botella de polipropileno 158630
Adaptador para botella de 2 l	158631
Soporte	Para PIPETBOY y VACUBOY 155065
Adaptadores de red	100-240 VAC, 50/60 Hz 158395
Conector de salida de aire	Para la conexión del tubo a la salida de aire de la bomba (w / o tubos) 158427
Conector en Y	Para la conexión de un segundo VACUBOY 158354

CONSUMIBLES	REFERENCIA
Tubos (silicona)	Para conectar el VACUBOY a la botella, 180 cm 158332
	Para conectar el Vacusafe a la botella, 70 cm 158331
Filtro (hidrofóbico)	Para la protección de la fuente de vacío, 0,45 µm 158015
Set de tubos con filtros	Incluye las referencias: 39158331, 39158332, 39158015 158342

Condiciones

- Precios **sin IVA**
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- Códigos de promoción: **INT_VACUSAFE24**
- Promoción válida hasta el **31 de diciembre de 2024**