

PROMO

 NIPPON Genetics EUROPE
INNOVATION FOR YOU

COLORANTES DE ADN (MIDORI GREEN) Y AGAROSAS

Midori Green

MIDORI GREEN es sustituto al bromuro de etidio (no carcinogénico) con la misma sensibilidad para la visualización de ácidos nucleicos. Tanto para iluminadores LED de luz azul (como el FastGene® LED Iluminador o Transiluminador) como para la mayoría de transiluminadores UV.

Longitud de onda de excitación: 290 nm y 490 nm y pico de emisión: 530 nm.

Midori Green Advanced da lugar a señales más intensas con luz UV y puede ser añadido al gel o después de la carrera.

MIDORI Green Direct da lugar a señales más fuertes en luz verde/azul y se añade a las muestras evitando el uso de tinte de carga.

MIDORI Green Xtra es una nueva tinción fluorescente verde altamente sensible con señales inmejorables con luz visible.

MIDORI Green Easy es una versión de Midori Green Xtra con el mismo formato que el SYBR® Safe.



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Advanced	523268	83,90€	74 €
Direct	523270	83,90€	75 €
Xtra	523404	1124,20€	93 €
Easy	523627	49,90€	41 €

Agarosa FastGene®

Pureza y calidad garantizadas. Análisis rutinario de ácidos nucleicos mediante electroforesis en gel y blotting.

- 250 pb a 23 kb
- Tª de gelificación 36 ° ± 1,5 ° C
- Tabletas de agarosa con MIDORI Green Advanced incluido
- Estables a temperatura ambiente y oscuridad
- Protocolo de disolución rápida
- Aptas para buffers TBE o TAE
- Libre de actividad DNasa / RNasa



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
Agarosa en polvo, 100 g	523277	69,00€	52 €
Agarosa en polvo, 500 g	523278	240,00€	184 €
Tableta agarosa sin buffer	523407	147,40€	107 €




MARCADORES DE PESO MOLECULAR

Marcadores de ADN FastGene®



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
-------------	------	-----	-------

Marcador ADN, 50 pb	523319	56,4 €	44 €
Marcador ADN, 100 pb	523002	57,8 €	44 €
Marcador ADN, 1 kb	523001	44,6 €	35 €






Marcadores de proteínas BlueStar y BlueEasy



DESCRIPCIÓN	REF.	PVP	PROMO
-------------	------	-----	-------

Marcador Bluestar	523005	113,7 €	96 €
Marcador Bluestar plus	523272	122,1 €	101 €
Marcador BlueEasy	523626	164,0 €	92 €



Condiciones

- Precios sin IVA
- Transporte gratuito para pedidos superiores a 250 € (sin IVA).
- Gastos administrativos y de pedido mínimo: 20 € (+IVA).
- En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto.

- Códigos de promoción:
MIDORI GREEN - AGAROSA: **NI_MIDORI_24**
MARCADORES: **NI_MARKERS_24**
- Promoción válida **hasta el 30 de diciembre de 2024**